



# Wie nutze ich die Maske richtig?



1

Wichtig: Vor dem Aufsetzen **Hände mit Seife waschen**



2

Die korrekte meist **eingefärbte Seite** nach aussen



3

Der metallischen Streifen **über der Nase positionieren**



4

Die Bänder **hinter den Ohren sichern**



5

Schutz muss **Nase, Mund und Kinn abdecken** und eng anliegen



6

Den Metallstreifen **eng an die Nasenflügel anpressen**



7

Zur Entsorgung Maske **nur an den Bändern anfassen**



8

Einwegschutz **direkt entsorgen**



**Korrektur Sitz** der Maske



Die Maske während des Tragens **nicht berühren**



Bei **Durchnässung der Maske** direkt wechseln

